

COMPAT ELLA® BÄRBAR ENTERAL SONDMATNINGSPUMP

Pumpen *Compat Ella*® är en innovativ enteral pump som är utvecklad för att göra användandet av pump enklare, säkrare och skapa ökad frihet genom att förenkla för brukare och vårdpersonal. För enkel och säker användning har *Compat Ella* bl.a. ett unikt, användarvänligt gränssnitt i färg, flera valbara språk, 30-dagars matningshistorik, +/-5 % flödesnoggrannhet samt inbyggd Auto-Anti-Free-Flow (AAFF)-teknik för att garantera patientsäkerheten. Därtill är *Compat Ella* enkel att underhålla genom att pumpen kan sköljas under vatten och behöver endast servas vart 5:e år*.

FUNKTIONER I KORTHET

- Program för kontinuerlig matning och intervallmatning från 1 ml till 4 000 ml, med eller utan dosbegränsning
- Flöde från 1 ml/h till 600 ml/h

Lätt att lära, och lätt att förstå

- Färgskärm med lättbegripliga symboler för pumpstatus, batteriladdning och olika larm
- Tydlig U-formad knappsats med intuitiv ikonbaserad märkning
- Rad för fulltextmeddelanden på skärmen, som anger pumpstatus, ger stöd vid programmering av nutritions-behandlingar och underlättar felsökning

Exakt och säker

- +/-5 % flödesnoggrannhet, 30-dagars matningshistorik för tillförd volym*, AAFF-teknik för att garantera patientsäkerheten
- Larm för uppströms- och nedströmsocklusion och larm för luft i slangen
- Separat matningshistorik för aktuell nutritions-behandling och ackumulerad volym
- Knappsatslås för att undvika oavsiktliga ändringar



Robust

- 5-års serviceintervall*
- Kan rengöras under rinnande, varmt vatten

Mobil

- Låg vikt, bärbar och lägesoberoende
- 24-timmars batteritid vid ett flöde på 125 ml/h

Övrig funktion

- PDMS-anslutning (Patient Data Management System)**

BOXEN MED

COMPAT ELLA®-PUMPEN INNEHÅLLER

- *Compat Ella*®-pump
- Nätströmsadapter
- Stativklämma
- Bruksanvisning

COMPAT ELLA®-AGGREGAT

- Spikeaggregat
- Dubbelt spikeaggregat
- Universalaggregat

COMPAT ELLA® TILLBEHÖR

- Ryggsäck som passar till både vuxna och barn
- Ryggsäcksstöd/mini-bordsställ
- Kabel för PDMS-anslutning**
- Kabel för patientlarm

* Ytterligare information finns i bruksanvisningen till *Compat Ella*® eller kan erhållas på begäran.

** Se baksidan: **Hanteringssystem för patientdata

www.compatella.com/patent

® Registrerat varumärke som tillhör Société des Produits Nestlé S.A.

PUMPFUNKTIONER

Flödesnoggrannhet: +/-5%.*

AAFF: Auto-Anti-Free-Flow (integrerat i aggregatet).

Knappsats: Ergonomiskt U-formad knappsats med lättförståeliga ikoner.

Skärm: Färgskärm för att markera pumpstatus.

Användningsspråk: Svenska, engelska, tyska, spanska, franska, italienska, holländska, tjeckiska, danska, finska, norska, polska, portugisiska, slovakiska.

Kontinuerligt läge: Kontinuerlig tillförsel av sondnärning. Med eller utan begränsning av total volym.

Flöde: 1–600 ml/h i steg om 1 ml.

Volymbegränsning: 1–4 000 ml i steg om 1 ml.

Larm: Luft i slangen, separata larm för uppströms-nedströms-blockering, lucka öppen, inget aggregat, slut på nutritionsbehandlingen, timeout p.g.a. inaktivitet, batteri.

Volym för denna behandling: Tillförd volym under den för tillfället aktiva nutritionsbehandlingen. Kan nollställas av användaren.

Akkumulerad volym: Total tillförd volym sedan denna param-eter nollställdes av användaren.

30-dagars volymhistorik: Total tillförd volym för varje 24-timmarsperiod under de senaste 30 dagarna.

Inställningar: Larmvolym, ljusstyrka för bakgrundsbelysningen, timeout för bakgrundsbelysningen, larm vid slutet av behandlingen (ja/nej), knappsatslås (av/på).

Påfyllning (primning): Automatisk med en enda knapptryckning (17 ml) eller manuell.

AVANCERADE FUNKTIONER

Intervalläge: Tillförsel av specificerade bolusvolym i ml, med fördefinierade intervall. Bolus på 1–2000 ml. Intervallet kan ställas in från 15 minuter till 12 timmar. Med eller utan begränsning av total volym.

Blockering av intervalläge: Intervalläget är inte tillgängligt för användaren.

Behandlingslås: Låser alla parametrar för den aktuella nutritionsbehandlingen så att användaren inte kan ändra dem. Kommunikation: PDMS** eller patientlarm.

Datum: Datum och klockslag kan ställas in av användaren.

**HANTERINGSSYSTEM FÖR PATIENTDATA (PATIENT DATA MANAGEMENT SYSTEM)

Compat Ella® kan anslutas till vissa PDMS-system som ofta används på IVA. Detta möjliggör automatisk

uppföljning av den tillförda sondnärningen för enskilda patienter. Den fysiska anslutningen utgörs av en specialanpassad seriekabel. Specifika drivrutiner finns tillgängliga för varje system.*

GARANTI OCH KRAV

Garanti: 2 år.

Service: Kräver bara service med 5 års intervall.*

Serviceutförare: All service måste utföras av auktoriserad personal. Kontakta Nestlé Health Science Konsumentrådgivning på 020-78 00 20 eller ett servicecenter som godkänts av Nestlé.

PUMPSPECIFIKATIONER

Pumpens vikt: 499 g.

Batteri: Li-jon. Räcker 24 timmar vid flödet 125 ml/h (gäller vatten). 6-timmars laddningstid.

Pumpens dimensioner:

L:140 mm x B:140 mm x H:62 mm.

Pumpkittets förpackning: Individuellt förpackat i en kartong.

Förvaring: Förvaras i rumstemperatur. Skyddas mot solljus och fukt.

Klassificering av enheten: Klass IIa.

Kapslingsklass: IP25.

CE-märkning: Uppfyller det europeiska direktivet om medicin-tekniska produkter 93/42/EEG. En CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV Rheinland.

Ekologiskt fotavtryck: "Grüne Punkt"-symbolen markerar att Nestlé Health Science tar sitt producentansvar och bidrar till finansieringen av återvinningen.

COMPAT ELLA ON-LINE

Webbplats: www.compatella.com

Utbildningscenter: www.trainingcentre.compatella.com

BESTÄLLNINGAR

Vid frågor rörande utlåning och service av pumpar kontakta Nestlé Health Science Kundservice

Telefon: 020-78 00 20

PRODUKTNAMN	BEST.NR.	ANTAL/ KARTONG
Compat Ella sondmätningpump	90 04 26	1