

# Overgang til ENFit

For at gøre det endnu mere sikkert for patienter at få sondeernæring, introducerer Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA) en ny udformning af medicinsk tilbehør, der bruges ved administration af sondeernæring. Den nye globale standard hedder ENFit og omfatter enterale ernæringsæt, sprøjter og sonder. Klik på følgende link for at få mere information fra GEDSA:  
<http://www.stayconnected.org>.

## Vi vil gerne orientere om overgangen.

### Sonder

- **Januar 2017:** Introduktion af sonder med ENFit-kobling. Nye pakkeenheder: Compat Soft sonderne bestilles nu i pakninger á 10 stk. (tidligere 25 stk.). Compat Stay Put bestilles nu i pakninger á 1 stk. (tidligere 5 stk.).
- Compat Soft FR 7/80 cm udgår ved overgangen til ENFit.

### Ernæringsæt

- **Maj 2017:** Introduktion af Compat Ella-ernæringsæt med fast ENFit-kobling (uden adapter).
- **September 2017:** Introduktion af Compat Go-ernæringsæt med fast ENFit-kobling (uden adapter).
- **Produktændring:** De endelige ernæringsæt til Compat Go pumpen lanceres uden prop på medicinporten.

Overgangssæt har en fastskruet aftagelig adapter, der passer til ENLock samt ENFit. Der findes også en fastskruet aftagelig adapter på medicinporten. ENFit-ernæringsæt har ingen fastskruede adaptore.



## OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

Vi har udarbejdet en oversigt, som gør det nemt at se, hvilket produkt der erstatter et nuværende produkt (se oversigten på næste side).



TID TIL AT  
OPDATERE!



ENFit™

## Ændringen berører følgende produkter fra Nestlé Health Science:

Compat® Go Universal Set ENFit  
Compat® Go Spike Set ENFit  
Compat® Go Portable Set ENFit  
Compat® Ella Universal Set ENFit  
Compat® Ella Spike Set ENFit  
Compat® Ella Dual Spike Set ENFit  
Compat® Universal Gravity Set ENFit  
Compat® Soft 5, 8 samt 10 Fr  
Compat® Stay Put 9/18 Fr

## Udgående produkt:

Compat® Soft 7 FR

# OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

Overzicht over berørte ernæringsæt og sonder til Compat® Go Pumpe, Compat® Ella Pumpe samt Compat® Universal Gravity Set

ERNÆRINGSSÆT Compat® Go Universal Set ENFit Varenr.: 216988	sep 2017	ERNÆRINGSSÆT Compat® Go Universal Set ENFit Varenr.: 218742
ERNÆRINGSSÆT Compat® Go Spike Set ENFit Varenr.: 216987	sep 2017	ERNÆRINGSSÆT Compat® Go Spike Set ENFit Varenr.: 218751
ERNÆRINGSSÆT Compat® Go Portable Set ENFit Varenr.: 216985	sep 2017	ERNÆRINGSSÆT Compat® Go Portable Set ENFit Varenr.: 218744
ERNÆRINGSSÆT Compat® Ella Universal Set ENFit Varenr.: 217200	maj 2017	ERNÆRINGSSÆT Compat® Ella Universal Set Varenr.: 218739
ERNÆRINGSSÆT Compat® Ella Spike Set ENFit Varenr.: 217201	maj 2017	ERNÆRINGSSÆT Compat® Ella Spike Set Varenr.: 218740
ERNÆRINGSSÆT Compat® Ella Dual Spike Set ENFit Varenr.: 218873	maj 2017	ERNÆRINGSSÆT Compat® Ella Dual Spike Set Varenr.: 218741
ERNÆRINGSSÆT Compat® Universal Gravity Set ENFit Varenr.: 216989	maj 2017	ERNÆRINGSSÆT Compat® Universal Gravity Set ENFit Varenr.: 218749
SONDE: Compat® Soft 5 FR Varenr.: 215291	jan 2017	SONDE: Compat® Soft 5 FR ENFit Varenr.: 218745
SONDE: Compat® Soft 8 FR Varenr.: 214826	jan 2017	SONDE: Compat® Soft 8 FR ENFit Varenr.: 218746
SONDE: Compat® Soft 10 FR Varenr.: 214823	jan 2017	SONDE: Compat® Soft 10 FR ENFit Varenr.: 218747
SONDE: Compat® Stay Put 9/18 Fr Varenr.: 216373	jan 2017	SONDE: Compat® Stay Put 9/18 Fr ENFit Varenr.: 218748
SONDE Compat® Soft 7 FR Varenr.: 214824	<b>UDGÅR</b>	

Ved spørgsmål, kontakt Nestlé Health Science Kundeservice på

Tlf.: 35 46 01 67

E-mail: [nestlehealthscience@dk.nestle.com](mailto:nestlehealthscience@dk.nestle.com)

[www.nestlehealthscience.com](http://www.nestlehealthscience.com)