

BÄRBAR ENTERAL NUTRITIONSPUMP UTFORMAD FÖR ENKLARE OCH SÄKRARE SONDMATNING



Compat ella[®]

Bärbar enteral nutritionspump – innovativ och lätt att använda

BÄRBAR ENTERAL NUTRITIONSPUMP UTFORMAD FÖR ENKLARE OCH SÄKRARE SONDMATNING

Compat Ella® är ergonomisk och enkel att använda

- Rundad form och tydliga ikoner
- Stor färgskärm med anvisningar på **14 språk**
- Interaktiv, **onlineutbildning** på flera språk

Compat Ella® är lätthanterlig och smidig att ta med

- Den är **liten** (14 x 14 cm), **lätt** (<500 g) och har **24-timmars batteritid**
- Modern och diskret **ryggsäck** samt **bordsstativ**
- Kan rengöras **under rinnande vatten** eller med en mängd olika **desinfektionsmedel**



LÄR KÄNNA
COMPAT ELLA®

www.trainingcentre.compatella.com

Compat Ella® är pålitlig och robust



- +/- 5 % tillförselnoggrannhet
- Självstartstest vid uppstart
- 5-års serviceintervall

Compat Ella® löser snabbt eventuella problem

- Visuella, hörbara och igenkännbara larm
- Anpassade meddelanden och symboler för varje larm

Compat Ella® kan anpassas efter patienternas och vårdgivarnas behov

- Två matningslägen: **kontinuerlig** och **intervall**
- Volyminställningar från **1 ml till 4000 ml**, flödes-hastighet från **1ml/h till 600 ml/h**
- Enkel **nattmatning**¹

Compat Ella® säkerställer en korrekt uppföljning av matningshistoriken

- Behandlingsparametrar är **alltid synliga** när pumpen körs
- **30-dagars** volymhistorik
- Olika **anslutningsmöjligheter** finns tillgängliga²

Compat Ella® sätter säkerheten först

- Dedikerade administreringsset för att **minska störande larm** och **öka patientsäkerheten**
- **Knappsats- och programlås**

1. Larmet för avslutad nutritionsbehandling kan inaktiveras temporärt och skärmens auto-dim kan enkelt aktiveras.

2. Sköterskelarm och PDMS-anslutning.

För mer information, kontakta din Nestlé Health Science-representant eller besök www.compat.com

*Om inget annat anges används alla varumärken med tillstånd

AXI00039 REV.1 23AUG2019