

Kohta käytössä ENFit

Jotta letkuravinnon antamisesta potilaille tulisi entistä turvallisempaa, Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA) esittelee siinä käytettäviä välineitä koskevan uuden globaalin standardin. Se kantaa nimeä ENFit ja kattaa letkuravinnon antamiseen käytettävät ravinnonsiirtolaitteet, ruiskut ja letkut. Lisätietoa löydät osoitteesta <http://www.stayconnected.org>.

Ajankohtaista tietoa uusiin tuotteisiin siirtymisestä:


Syöttöletkut

- **Tammikuussa 2017:** ENFit-liittimillä olevat letkut tulivat markkinoille.
Uudet pakkauskoot: Compat Soft -letkut toimitetaan 10 kappaleen pakkauksessa (aikaisemmin 5 kpl/pkt). Compat Stay Put -letkut toimitetaan 1 letkun pakkauksissa (aikaisemmin 5 kpl/pkt).
- Lopetamme Compat® Soft 7 FR letkujen myynnin ENFit-tuotteisiin siirtymisen yhteydessä.

Ravinnonsiirtolaitteet

- **Toukokuussa 2017:** Kiinteillä ENFit-liittimillä (ilman adapteria) varustetut Compat Ella -ravinnonsiirtolaitteet tulevat markkinoille.
- **Syyskuu 2017:** Kiinteillä ENFit-liittimillä (ilman adapteria) varustetut Compat Go -ravinnonsiirtolaitteet tulevat markkinoille.
- **Tuotemuutos:** Compat Go -pumpun lopulliset ravinnonsiirtolaitteet lanseerataan ilman lääkeportin korkkia.

Siirtymäajan ravinnonsiirtolaitteet sisältävät irrotettavan adapterin, joka sopii sekä ENLock- että ENFit-liittimien kanssa. Myös lääkeportissa on irrotettava adapteri. Lopulliset ENFit-ravinnonsiirtolaitteet eivät sisällä adaptereita.



SIIRTYMÄOPAS

Olemme tehneet siirtymäoppaan helpottamaan siirtymistä, siitä näkee helposti, mitkä uudet tuotteet tulevat nykyisten tilalle (katso seuraavalta sivulta)



Muutos koskee seuraavia Nestlé Health Science tuotteita:

- Compat® Go Universal Set ENFit
- Compat® Go Spike Set ENFit
- Compat® Go Portable Set ENFit
- Compat® Ella Universal Set ENFit
- Compat® Ella Spike Set ENFit
- Compat® Universal Gravity Set ENFit
- Compat® Soft 5, 8 ja 10 FR
- Compat® Stay Put 9/18 FR

Poistuva tuote:

- Compat® Soft 7 FR

SIIRTYMÄOPAS

Siirtymäopas ravinnonsiirtolaitteille ja syöttöletkuille: **Compat® Go**,
Compat® Ella sekä **Compat® Universal Gravity Set**

RAVINNONSIIRTOLAITE: Compat® Go Universal Set ENFit Tilausno, vnr/Oriola: 33 48 69/A7748	Alustavasti syyskuu 2017	RAVINNONSIIRTOLAITE: Compat® Go Universal Set ENFit Tilausno, vnr/Oriola: 33 65 53/B1572
RAVINNONSIIRTOLAITE: Compat® Go Spike Set ENFit Tilausno, vnr/Oriola: 33 48 71/A7749	Alustavasti syyskuu 2017	RAVINNONSIIRTOLAITE: Compat® Go Spike Set ENFit Tilausno, vnr/Oriola: 33 65 54/B1573
RAVINNONSIIRTOLAITE: Compat® Go Portable Set ENFit Tilausno, vnr/Oriola: 33 48 72/A7750	Alustavasti syyskuu 2017	RAVINNONSIIRTOLAITE: Compat® Go Portable Set ENFit Tilausno, vnr/Oriola: 33 65 55/B1574
RAVINNONSIIRTOLAITE: Compat® Ella Universal Set ENFit Tilausno, vnr/Oriola: 33 55 29/A9706	Alustavasti huhtikuu 2017	RAVINNONSIIRTOLAITE: Compat® Ella Universal Set ENFit Tilausno, vnr/Oriola: 33 60 82/B0450
RAVINNONSIIRTOLAITE: Compat® Ella Spike Set ENFit Tilausno, vnr/Oriola: 33 55 30/A9707	Alustavasti huhtikuu 2017	RAVINNONSIIRTOLAITE: Compat® Ella Spike Set ENFit Tilausno, vnr/Oriola: 33 60 80/B0449
RAVINNONSIIRTOLAITE: Compat® Universal Gravity Set ENFit Tilausno, vnr/Oriola: 33 48 73/A7751	Alustavasti huhtikuu 2017	RAVINNONSIIRTOLAITE: Compat® Universal Gravity Set ENFit Tilausno, vnr/Oriola: 33 65 57/B1576
LETKU: Compat® Soft 5 FR Tilausno, vnr/Oriola: 34 58 50/51854	Tammikuu 2017	LETKU: Compat® Soft 5 FR ENFit Tilausno, vnr/Oriola: 33 60 77/B0446
LETKU: Compat® Soft 8 FR Tilausno, vnr/Oriola: 34 58 27/51841	Tammikuu 2017	LETKU: Compat® Soft 8 FR ENFit Tilausno, vnr/Oriola: 33 60 78/B0447
LETKU: Compat® Soft 10 FR Tilausno, vnr/Oriola: 34 58 43/51845	Tammikuu 2017	LETKU: Compat® Soft 10 FR ENFit Tilausno, vnr/Oriola: 33 60 79/B0448
LETKU: Compat® Stay Put 9/18 FR Tilausno, vnr/Oriola: 33 46 10/A6976	Tammikuu 2017	LETKU: Compat® Stay Put 9/18 Fr ENFit Tilausno, vnr/Oriola: 33 65 56/B1575
LETKU: Compat® Soft 7 FR Tilausno, vnr/Oriola: 34 58 68/51859		POISTUVA

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Nestlé Health Sciencen asiakaspalveluun.

Puhelin: 010 3951 466

www.nestlehealthscience.com