

Övergång till ENFit

För att göra det ännu säkrare för patienter att få sondnäring introducerar Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA) en ny utformning av medicinska tillbehör som används vid administration av sondnäring. Denna nya globala standard heter ENFit och omfattar enterala aggregat, sprutor och sonder. Använd gärna denna länk för mer information från GEDSA: <http://www.stayconnected.org>.

Vi vill ge en uppdatering om övergången.


Sonder

- **Januari 2017:** Införande av sonder med ENFit-koppling. **Nya förpackningsstorlekar:** Compat Soft beställs nu i förpackning om 10 st sonder (tidigare 5 st). Compat Stay Put beställs nu i förpackning om 1 sond (tidigare 5 st).
- Compat Soft 7 Fr utgår i och med övergången till ENFit.

Aggregat

- **Maj 2017:** Införande av ENFit-aggregat med fast koppling (utan adapter).
- **Produktförändring:** de slutgiltiga aggregaten till pump Compat GO lanseras utan kork på medicinporten.

Övergångsaggregaten har en fastskruvad löstagbar adapter som passar ENLock samt ENFit. Det finns även en fastskruvad löstagbar adapter på medicinporten. ENFit-aggregaten har inga adapterar fastskruvade.



BYTESSHEMA

Vi har gjort ett bytesschema för att ni lättare ska se vilken produkt som ersätter nuvarande produkt (se schemat på nästa sida).

DAGS ATT
UPPDATERA!



ENFit™

Detta berör följande produkter från Nestlé Health Science:

Compat® Go Universal Set ENFit
Compat® Go Spike Set ENFit
Compat® Go Portable Set ENFit
Compat® Ella Universal Set ENFit
Compat® Ella Spike Set ENFit
Compat® Universal Gravity Set ENFit
Compat® Soft 5, 8 samt 10 Fr
Compat® Stay Put 9/18 Fr

Utgående produkt:

Compat® Soft 7 FR

BYTESSCHEMA

Bytesschema för aggregat och sonder till Pump Compat® Go, Pump Compat® Ella samt Compat® Universal Gravity Set

AGGREGAT Compat® Go Universal Set ENFit Best nr: 900422	maj 2017	AGGREGAT Compat® Go Universal Set ENFit Best nr: 900604
AGGREGAT Compat® Go Spike Set ENFit Best nr: 900423	maj 2017	AGGREGAT Compat® Go Spike Set ENFit Best nr: 900605
AGGREGAT Compat® Go Portable Set ENFit Best nr: 900424	maj 2017	AGGREGAT Compat® Go Portable Set ENFit Best nr: 900607
AGGREGAT Compat® Universal Gravity Set ENFit Best nr: 900425	maj 2017	AGGREGAT Compat® Universal Gravity Set ENFit Best nr: 900612
AGGREGAT Compat® Ella Universal Set ENFit Best nr: 900418	maj 2017	AGGREGAT Compat® Ella Universal Set Best nr: 900449
AGGREGAT Compat® Ella Spike Set ENFit Best nr: 900419	maj 2017	AGGREGAT Compat® Ella Spike Set Best nr: 900450
SOND: Compat® Soft 5 FR Best nr: 900283	jan 2017	SOND: Compat® Soft 5 FR ENFit Best nr: 900608
SOND: Compat® Soft 8 FR Best nr: 900285	jan 2017	SOND: Compat® Soft 8 FR ENFit Best nr: 900609
SOND: Compat® Soft 10 FR Best nr: 900286	jan 2017	SOND: Compat® Soft 10 FR ENFit Best nr: 900610
SOND: Compat® Stay Put 9/18 Fr Best nr: 900303	jan 2017	SOND: Compat® Stay Put 9/18 Fr ENFit Best nr: 900611
SOND Compat® Soft 7 FR Best nr: 900284	UTGÅR	

Vid frågor kontakta Nestlé Health Science konsumentrådgivning

Telefon: 020-78 00 20

E-mail: nestlehealthscience@se.nestle.com

www.nestlehealthscience.com