

# Compat® Go Pump

## Användarvänlig och bärbar nutritions pump med minnesfunktion

Compat Go Pump är en tystgående och lättinställd pump tack vare sin pumpperistaltik, tydliga display och knapparnas placering. Den fungerar lika bra som stationär pump som för mobilt bruk då den har en låg vikt (480 g).

Den monteras enkelt på droppställning, sängstomme eller bordskant med hjälp av det inbyggda fästet som är roterbart för flexibilitet. Passar även bra för montering på rullstol och för ökad rörlighet kan pumpen lätt placeras i tillhörande Compat Go Ryggsäck.

### INSTÄLLNINGAR

- Kontinuerlig matning: 1-600 ml/h
- Totalvolym: 1-5000 ml.

### SÄKERHET

- CE-godkänd
- Anti-freeflow system inbyggt i aggregatet genom den patenterade Robsonklämman som automatiskt stängs när pumpens dörr öppnas och förhindrar friflöde av sondnäring

- Ökad patientsäkerhet då larmet visas både visuellt i display och larmets ljudnivå kan justeras i tre nivåer
- Minnesfunktion lagrar infusionshastighet och infunderad volym även efter att pumpen varit avstängd
- Mycket lång batterikapacitet (24 h vid 125 ml/h) och snabb uppladdning (5 h). Har också en säker driftskapacitet vid låg batterispänning
- Möjlighet att koppla pumphållaren till en larmanläggning och till ett PDMS-system

### UTLÅNING AV PUMPAR

Vid frågor rörande utlåning och service av pumpar kontakta Nestlé Health Science Kundservice, 020-78 00 20.



Bredd 11,4 cm och höjd 12,8 cm, djup 4,3 cm

För hälso- och sjukvårdspersonal

Nestlé Health Science, Box 6026, 102 31 Stockholm.  
Tel: 08-561 525 00. Vid produktfrågor, ring: 020-78 00 20.  
[www.nestlehealthscience.se](http://www.nestlehealthscience.se)



**NestléHealthScience**  
NOURISHING PERSONAL HEALTH