

SimpLink™


Bolus technique

På Nestlé Health Science har vi en lång historia av banbrytande innovationer och nytänkande. Nu kan vi erbjuda SimpLink™, det första systemet för omedelbar bolusmatning.

SimpLink™: Koppla ihop & mata

Smartflex™ 250 ml
(115 x 105 x 60 mm)

- ENFit för säker anslutning till matnings slang
- Ny märkning "ENDAST BOLUS"
- Transparent lock för enkel identifiering



SimpLink™: Uppfyll nutritionsmålen och öka livskvaliteten

ÖKAD PÅLITLIGHET

vid näringstillförsel

- Mindre risk för spill
- Mindre risk för kontaminering
- Mindre risk för svinn (adekvat bolusvolym)

SimpLink™
FÖRBÄTTRAR
NUVARANDE
METODER FÖR
BOLUSMATNING

ÖKAD FRIHET

för patienter och vårdgivare

- Ökad självständighet
- Mindre tid behöver läggas på administrering av matning
- Enkel att använda, även vid matning utanför hemmet
- Mycket lätt att ta med sig

FÖRDELARNA ÄR
BEKRÄFTADE AV
SJUKSKÖTERS KOR

Helhetsintryck

Utmärkt

88 % Bra 12 %

SimpLink™ bolussystem jämfört med nuvarande tekniker för bolusmatning

Utmärkt

75 % Bra 25 %

100 % av de tillfrågade håller med om följande:

- Mycket enkel att använda vid matning utanför hemmet
- 250 ml är en tillräcklig mängd för bolusmatning